

## Erogatore remoto - grado 2

### DESCRIZIONE

Set erogatore remoto universale con tubo di alimentazione da 3 m e modulo di distribuzione dell'acqua



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-070104-JK

Erogatore remoto

### ACCESSORI



**Labaqua Trace**

BS-070105-A02

sistema per acqua ultrapura



**Labaqua HPLC**

BS-070104-A02

sistema per acqua ultrapura



**Labaqua Bio**

Serbatoio di accumulo da 30 lt  
sistema per acqua ultrapura

**Labaqua Trace** produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.

**Labaqua HPLC** produce acqua con bassissimo contenuto di carbonio organico totale (total organic carbon, TOC), in grado di soddisfare quindi i requisiti dei metodi di cromatografia liquida. L'acqua prodotta dal ...

Il sistema **Labaqua Bio** fornisce acqua con bassissimo contenuto organico e di RNasi/DNasi, destinata all'utilizzo in biologia molecolare, comprese le applicazioni sensibili alla RNasi.

[Leggi di più](#)