

Erogatore remoto - grado 2

DESCRIZIONE

Set erogatore remoto universale con tubo di alimentazione da 3 m e modulo di distribuzione dell'acqua



NUMERO DI CATEGORIA

BS-070104-JK

Erogatore remoto

ACCESSORI



Labaqua Trace
BS-070105-A02

sistema per acqua ultrapura



Labaqua HPLC
BS-070104-A02

sistema per acqua ultrapura



Labaqua Bio

Serbatoio di accumulo da 30 lt
sistema per acqua ultrapura

Labaqua Trace produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.

Labaqua HPLC produce acqua con bassissimo contenuto di carbonio organico totale (total organic carbon, TOC), in grado di soddisfare quindi i requisiti dei metodi di cromatografia liquida. L'acqua prodotta dal ...

Il sistema **Labaqua Bio** fornisce acqua con bassissimo contenuto organico e di RNasi/DNasi, destinata all'utilizzo in biologia molecolare, comprese le applicazioni sensibili alla RNasi.

[Leggi di più](#)