

# Serbatoio di stoccaggio 60l

## DESCRIZIONE

Serbatoio di accumulo con base, rubinetto e livello stato multipunto, 60 l



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-070102-SK

Serbatoio di stoccaggio, 60l

## ACCESSORI



**Labqua Trace**

BS-070105-A02

sistema per acqua ultrapura



**Labqua HPLC**

BS-070104-A02

sistema per acqua ultrapura



**Labqua Bio**

Serbatoio di accumulo da 30 lt  
sistema per acqua ultrapura

**Labqua Trace** produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.

**Labqua HPLC** produce acqua con bassissimo contenuto di carbonio organico totale (total organic carbon, TOC), in grado di soddisfare quindi i requisiti dei metodi di cromatografia liquida. L'acqua prodotta dal ...

[Leggi di più](#)

Il sistema **Labqua Bio** fornisce acqua con bassissimo contenuto organico e di RNasi/DNasi, destinata all'utilizzo in biologia molecolare, comprese le applicazioni sensibili alla RNasi.