

Serbatoio di stoccaggio 100l

DESCRIZIONE

Serbatoio di accumulo con base, rubinetto e livello stato multipunto, 100 l



NUMERO DI CATEGORIA

BS-070102-FK

Serbatoio di stoccaggio 100l

ACCESSORI



Labqua Trace

BS-070105-A02

sistema per acqua ultrapura



Labqua HPLC

BS-070104-A02

sistema per acqua ultrapura



Labqua Bio

Serbatoio di accumulo da 30 lt
sistema per acqua ultrapura

Labqua Trace produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.

Labqua HPLC produce acqua con bassissimo contenuto di carbonio organico totale (total organic carbon, TOC), in grado di soddisfare quindi i requisiti dei metodi di cromatografia liquida. L'acqua prodotta dal ...

[Leggi di più](#)

Il sistema **Labqua Bio** fornisce acqua con bassissimo contenuto organico e di RNasi/DNasi, destinata all'utilizzo in biologia molecolare, comprese le applicazioni sensibili alla RNasi.