

BA-4/VT, Adattatori

DESCRIZIONE

Adattatore per per quattro adattatori vacutainer (set di 4 pz). Inclusi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.

SPECIFICHE

Materiale secchio	POM Kocetal
Tipo di Rotor	Oscillante
Capacità	4
Il volume del provetta	2-9 ml
Max. velocità	4200 rpm
Max. RCF	2960 × g



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-4K

BA-4/VT



LMC-56
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

[Leggi di più](#)



BR-4U
BS-010221-AK
Rotore

Rotore a cestello oscillante senza adattatori



BN-13/75-16
BS-010221-OK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/75-16 per i vacutainer da 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/100-16 per i vacutainer da 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-16/100-16 per i vacutainer da 8-10 ml [16x100]



RR-U
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore