

Erogatore remoto - grado 1

DESCRIZIONE

L'erogatore di acqua ultrapura è progettato per erogare acqua ultrapura conforme ai requisiti dell'acqua ISO 3696 Grado I.

- Il controllo dell'erogatore avviene tramite il pannello di controllo e un pulsante di erogazione sull'erogatore d'acqua.
- L'erogatore è collegato al sistema di purificazione dell'acqua con due tubi JG da 1/4".
- Il dispenser è montato su uno stelo che permette la rotazione attorno all'asse di 360 gradi e la regolazione in altezza.
- Se lo si desidera, il dispenser può essere rimosso dallo stelo per facilitare l'erogazione dell'acqua.



NUMERO DI CATEGORIA

BS-070110-AK

Erogatore remoto - grado 1

ACCESSORI



Labagua Trace
BS-070105-A02

sistema per acqua ultrapura



Labagua HPLC
BS-070104-A02

sistema per acqua ultrapura



Labagua Bio

Serbatoio di accumulo da 30 lt
sistema per acqua ultrapura

Labagua Trace produce acqua che soddisfa i requisiti dei metodi di analisi inorganica.

Labagua HPLC produce acqua con bassissimo contenuto di carbonio organico totale (total organic carbon, TOC), in grado di soddisfare quindi i requisiti dei metodi di cromatografia liquida. L'acqua prodotta dal ...

Il sistema **Labagua Bio** fornisce acqua con bassissimo contenuto organico e di RNasi/DNasi, destinata all'utilizzo in biologia molecolare, comprese le applicazioni sensibili alla RNasi.

[Leggi di più](#)