

LVH-001, Tubi di omogeneizzazione con perle di ceramica di ossido di zirconio stabilizzato al cerio

DESCRIZIONE

Perle di ceramica di ossido di zirconio stabilizzato al cerio VeriLab LVH-001, progettate specificamente per l'omogeneizzazione di campioni biologici. Queste perle di ceramica di alta qualità sono ideali per l'uso in omogeneizzatori elettromeccanici, garantendo una rottura efficiente e uniforme del campione.

Caratteristiche principali:

- Qualità premium: realizzate in ossido di zirconio stabilizzato al cerio, queste perle offrono una durata e un'affidabilità eccezionali.
- Dimensioni ottimali: calibrate a 1,2-1,4 mm, perfette per un'omogeneizzazione efficiente.
- Confezione pratica: ogni kit include 100 provette da 2 ml, ciascuna contenente perle di ceramica calibrate, insieme a due fiale da 24 ml di soluzione per la preparazione del campione (SSP).
- Utilizzo versatile: adatto per un'ampia gamma di campioni biologici, tra cui zecche, altri artropodi e vari tipi di tessuti (polmoni, reni, fegato, intestino, milza, pancreas, linfonodi, cervello, trachea, cuore, stomaco, tessuto connettivo o muscolare, legamenti o tendini).
- Disponibile in versione non sterile/sterile



SPECIFICHE

Volume del provetta

2 ml

NUMERO DI CATEGORIA

LVH-001	Tubi di omogeneizzazione, 100 pz, 1,2-1,4 mm Ossido di zirconio stabilizzato al cerio
LVH-001-S	Sterile (senza DNA, RNA), provette per omogeneizzazione, 100 pz, 1,2-1,4 mm Ossido di zirconio stabilizzato al cerio



RCP-24
BS-010701-A02
Omogeneizzatore

Omogeneizzatore **RCP-24**, un dispositivo meccanico da banco progettato per mescolare, macinare, omogeneizzare ed emulsionare oggetti biologici in microtubi agitando con perline dure ai fini della preparazione del campione per ...

[Leggi di più](#)