

RP-8/15, piattaforma

DESCRIZIONE

8 provette (fino a provette da 15ml). Controllo digitale della velocità da 1 a 100 giri/min e inclinazione di 5 gradi per una migliore omogeneità di miscelazione.

SPECIFICHE

Tipo di piattaforma	opzionale
Volume della provetta	15 ml
Capacità	8



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010117-DK

Piattaforma RP-8/15



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Rotatore programmabile

Programmabile Rotator **Multi Bio RS-24** esegue diversi tipi di movimento in un unico modulo. Il controllo a microprocessore permette di effettuare non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ma ...

[Leggi di più](#)