

B-PCR, blocco

DESCRIZIONE

Blocco per una piastra PCR a 96 pozzetti senza bordo, con bordo o semi-bordo



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-YK

B-PCR blocco



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)