

VP-8/5, blocco

DESCRIZIONE

8 provette coniche da 5 ml

SPECIFICHE

RPM massimo

1200

Temperatura massima

100°C



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010175-SK

VP-8/5



TS-100

Without thermoblock

Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Le funzioni di riscaldamento e miscelazione possono essere effettuate sia simultaneamente ...

[Leggi di più](#)