

VP-4, blocco

DESCRIZIONE

4 provette coniche da 50 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1000
Temperatura massima	80°C
Ø	29.5 mm
Profondità	76.5 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010175-GK

VP-4



TS-100

Without thermoblock

Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Le funzioni di riscaldamento e miscelazione possono essere effettuate sia simultaneamente ...

[Leggi di più](#)