

VP-8/15, blocco

DESCRIZIONE

8 provette coniche da 15 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1100
Temperatura massima	80°C
Ø	17 mm
Profondità	80 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010175-HK

VP-8/15



TS-100

Without thermoblock

Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Le funzioni di riscaldamento e miscelazione possono essere effettuate sia simultaneamente ...

[Leggi di più](#)