

VP-CV-20, blocco

DESCRIZIONE

20 cuvette da 10 mm

SPECIFICHE

RPM massimo	1100
Temperatura massima	80°C
Ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Profondità	31 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010175-IK

VP-CV-20



TS-100

Without thermoblock

Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Le funzioni di riscaldamento e miscelazione possono essere effettuate sia simultaneamente ...

[Leggi di più](#)