

VP-CL-24, blocco

DESCRIZIONE

24 criotubi da 3,6–4,5 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1300
Temperatura massima	100°C
Ø	12.5 mm
Profondità	30 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010175-KK

VP-CL-24



TS-100

Without thermoblock

Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Le funzioni di riscaldamento e miscelazione possono essere effettuate sia simultaneamente ...

[Leggi di più](#)