

VP-CS-24, blocco

DESCRIZIONE

24 criotubi da 1–1,8 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1400
Temperatura massima	100°C
Ø	12.5 mm
Profondità	20 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010175-LK

VP-CS-24



TS-100

Without thermoblock

Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Le funzioni di riscaldamento e miscelazione possono essere effettuate sia simultaneamente ...

[Leggi di più](#)