

VP-20, blocco

DESCRIZIONE

20 provette a fondo tondo Ø12 mm

SPECIFICHE

RPM massimo	1400
Temperatura massima	100°C
Ø	12 mm
Profondità	50 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010175-TK

VP-20



TS-100

Without thermoblock

Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Le funzioni di riscaldamento e miscelazione possono essere effettuate sia simultaneamente ...

[Leggi di più](#)