

VP-8/5C, blocco

DESCRIZIONE

8 provette coniche da 5 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1200
Temperatura massima	100°C



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010176-SK

VP-8/5C

ACCESSORI



TS-100C

Without thermoblock

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Questo modello di agitatore termico differisce dal TS-100 per la possibilità ...

[Leggi di più](#)



TS-100C Smart

Software incluso, senza blocco termico

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C Smart** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Il nuovo modello consente di controllare il dispositivo nelle seguenti ...

[Leggi di più](#)