

VP-4C, blocco

DESCRIZIONE

4 provette coniche da 50 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1000
Temperatura massima	80°C
Ø	29.5 mm
Profondità	76.5 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010176-GK

VP-4C

ACCESSORI



TS-100C

Without thermoblock

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Questo modello di agitatore termico differisce dal TS-100 per la possibilità ...

[Leggi di più](#)



TS-100C Smart

Software incluso, senza blocco termico

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C Smart** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Il nuovo modello consente di controllare il dispositivo nelle seguenti ...

[Leggi di più](#)