

VP-CL-24C, blocco

DESCRIZIONE

24 criotubi da 3,6–4,5 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1300
Temperatura massima	100°C
Ø	12.5 mm
Profondità	30 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010176-KK

VP-CL-24C

ACCESSORI



TS-100C

Without thermoblock

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Questo modello di agitatore termico differisce dal TS-100 per la possibilità ...

[Leggi di più](#)



TS-100C Smart

Software incluso, senza blocco termico

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C Smart** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Il nuovo modello consente di controllare il dispositivo nelle seguenti ...

[Leggi di più](#)