

# MSR-16

## DESCRIZIONE

Rotore per 2 strisce di microprovette da 0,2 a 8 sezioni o 16 provette PCR singole da 0,2 ml.

## SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,2 ml

16



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010218-AK

MSR-16



**Microspin 12 Plus**

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05

Mini-centrifuga ad alta velocità

La mini-centrifuga ad alta velocità **Microspin 12 Plus** è una centrifuga compatta da tavolo progettata per i laboratori biomedici.

**Microspin 12 Plus** è utilizzata per l'estrazione di campioni di RNA/DNA, ...

[Leggi di più](#)