

B1-L, blocco

DESCRIZIONE

Mini bagno d'acqua o perle, 55 x 100 x 73 mm

SPECIFICHE

Profondità

73 mm

Capacità

max 0,4 L



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010418-WK

B1-L



CH 3-150
Without thermoblock
Termostato riscaldante e raffreddante

Combitherm-2 CH 3-150 è progettato appositamente per stabilizzare termicamente i materiali a temperature da -3°C a $+165^{\circ}\text{C}$, secondo i metodi di analisi utilizzati. Ai fini di una funzionalità ottimale e ...

[Leggi di più](#)