


P-EX, set di scambio di piattaforme

DESCRIZIONE

Il set di sostituzione piattaforme P-EX consente una sostituzione più rapida delle piattaforme piatte. Grazie al sistema di scorrimento delle piattaforme, è ora possibile installare 4 beute da 2 l negli agitatori-incubatori ES-20/60, ES-20/80 ed ES-20/80C. Il set di sostituzione piattaforme può ospitare le piattaforme UP-168, P-6/1000, P-9/500, P-15/250, P-30/100, HSP-6/1000, HSP-9/500, HSP-15/250 e HSP-30/100.



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010173-CK

P-EX

ACCESSORI



P-30/100
 BS-010135-BK
 piattaforma

Piattaforma con morsetti per beute.



P-16/250
 BS-010135-CK
 piattaforma

Piattaforma con morsetti per beute.



P-9/500
 BS-010135-AK
 piattaforma

Piattaforma con morsetti per beute.



P-6/1000
 BS-010135-DK
 piattaforma

Piattaforma con morsetti per beute.



HSP-6/1000
 BS-010167-LK
 piattaforma

Con 6 morsetti per beute da 1000 ml (360x400 mm)



HSP-9/500
BS-010167-NK
piattaforma

Con 9 morsetti per beute da
500 ml (360x400 mm)



HSP-16/250
BS-010167-MK
piattaforma

Con 16 morsetti per beute da
250 ml (360x400 mm)



HSP-30/100
BS-010167-KK
piattaforma

Con 30 morsetti per beute da
100 ml (360x400 mm)



UP-168
BS-010135-JK
piattaforma

Piattaforma universale per
morsetti.



ES-20/60
Without platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore orbitale **ES-20/60** per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale progettata per la coltura di microrganismi e cellule eucariote tra cui cellule di animali, vegetali e di ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80
Software included, without
platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore **ES-20/80** per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80C
Software included, without
platform

Agitatore-incubatore orbitale con
funzione di raffreddamento

L'agitatore-incubatore **ES-20/80C** per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)