

SH-12x8, supporto per provette PCR Strip

DESCRIZIONE

Coperchio con fissaggio magnetico per un facile fissaggio di diverse configurazioni di provette a strisce.
Set di 2 supporti per provette a strisce per PCR.

SPECIFICHE

Quantità di provette

96



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010204-CK

SH-12x8



MSC-2P

BS-010204-A02

Minicentrifuga-Vortex per piastre PCR

MSC-2P è una centrifuga digitale compatta progettata per raccogliere goccioline, miscelare i reagenti e raccogliarli nuovamente per migliorare la resa della PCR nelle analisi successive. La combinazione delle funzioni spin-mix ...

[Leggi di più](#)