


B-05G, blocco

DESCRIZIONE

B-05G blocco per una micropietra a pozzetto Greiner MASTERBLOCK® 96/0.5 ml - Cat.No. 786201, 786261



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-XK

B-05G blocco per una micropietra a pozzetto
Greiner MASTERBLOCK® 96/0.5 ml



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)