

Set di tubi di ricambio per FTA-1

DESCRIZIONE



NUMERO DI CATEGORIA

BS-040108-S22

Set di tubi di ricambio per FTA-1



FTA-1
BS-040108-AAG
Aspiratore con flacone di raccolta

L'aspiratore con flacone di raccolta **FTA-1** è progettato per l'aspirazione/rimozione delle quantità residue di alcol/tampone dalle pareti delle microprovette durante la purificazione del DNA/RNA e altre tecniche di riprecipitazione di ...

[Leggi di più](#)