

Set di tubi di ricambio per FTA-2i

DESCRIZIONE



NUMERO DI CATEGORIA

BS-040120-S14

Set di tubi di ricambio per FTA-2i



FTA-2i
BS-040120-A02
Aspiratore con flacone di raccolta

L'aspiratore con flacone di raccolta **FTA-2i** è progettato per l'aspirazione o la rimozione di alcol, tampone e liquidi dai recipienti di reazione (ad es, durante la purificazione di DNA/RNA o ...

[Leggi di più](#)