

Filtro antipolvere (2 pezzi)

DESCRIZIONE



NUMERO DI CATEGORIA

BS-000000-S31

Filtro antipolvere (2 pezzi)



UVC/T-AR
BS-040102-A13
Armadio PCR

UVC/T-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armadio PCR

UVC/T-M-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armadio PCR

UVT-B-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



UVT-S-AR
BS-040107-A07
Armadio PCR

UVT-S-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



UVR-M
BS-040105-AAA
UV-pulitore con ricircolo aria

- One 25W UV-lamp



UVR-Mi
BS-040110-AAA
UV-pulitore con ricircolo aria

- More powerful model with two 25W UV-lamps
- Timer feature
- LCD display