

P-90, piattaforma rotonda per piastre di Petri da 90 / 105 mm

DESCRIZIONE

La piattaforma rotonda intercambiabile P-90 per l'UIS-360 è progettata per il comodo posizionamento di piastre di Petri standard da 90 mm o 105 mm e per l'esecuzione di inoculazioni. Il tappetino in silicone e l'anello adattatore non sono inclusi nel kit; si prevedono invece l'utilizzo del tappetino e dell'anello adattatore della piattaforma universale standard.



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010177-CK

P-90



UIS-360

BS-010177-A01

Rotatore universale di inoculazione

Rotatore universale di inoculazione UIS-360 è un dispositivo di laboratorio versatile, progettato per semplificare la placcatura microbica e garantire risultati coerenti. Offre una rotazione regolare e uniforme per spalmare i ...

[Leggi di più](#)