

P-90, piattaforma rotonda per piastre di Petri da 90 / 105 mm

DESCRIZIONE

La piattaforma rotonda intercambiabile P-90 per l'UIS-360 è progettata per il comodo posizionamento di piastre di Petri standard da 90 mm o 105 mm e per l'esecuzione di inoculazioni.



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010177-CK

P-90



UIS-360

Without platform, protective screen, foot-switch
Rotatore universale di inoculazione

Lo UIS-360 Universal Inoculation Spinner è un dispositivo da laboratorio versatile progettato per ottimizzare la semina microbica e garantire risultati costanti. Assicura una rotazione fluida e uniforme per la distribuzione ...

[Leggi di più](#)