

TSP-24/1.5, blocco

DESCRIZIONE

microprovette 24 x 1,5 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 1,5 ml	24
RPM massimo	2500
Temperatura massima	100°C

NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-KK

TSP-24/1.5

ACCESSORI



TS-100C Pro

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leggi di più](#)