

TSP-96/PCR, blocco

DESCRIZIONE

Micropiastro a 96 pozzetti (0,2 ml) per la PCR o per 12 strisce di microprovette da 0,2 a 8 sezioni o per 96 microprovette da 0,2 ml

SPECIFICHE

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)	1
RPM massimo	2500
Temperatura massima	100°C



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-HK

TSP-96/PCR



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il **TS-100C Pro** è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)