

TSP-96/PCR, blocco

DESCRIZIONE

Micropiastra a 96 pozzetti (0,2 ml) per la PCR o per 12 strisce di microprovette da 0,2 a 8 sezioni o per 96 microprovette da 0,2 ml

NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-HK

TSP-96/PCR

SPECIFICHE

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)	1
RPM massimo	2500
Temperatura massima	100°C

ACCESSORI



TS-100C Pro

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leggi di più](#)