

TSP-20/0.5+12/1.5, blocco

DESCRIZIONE

microprovette 20 × 0,5 ml + 12 × 1,5 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,5 ml	20
Quantità di provette da 1,5 ml	12
RPM massimo	2500
Temperatura massima	100°C

NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-MK

TSP-20/0.5+12/1.5

ACCESSORI



TS-100C Pro

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leggi di più](#)