

## TSP-20/0.5+12/1.5, blocco

### DESCRIZIONE

microprovette 20 × 0,5 ml + 12 × 1,5 ml

### SPECIFICHE

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Quantità di provette da 0,5 ml | 20    |
| Quantità di provette da 1,5 ml | 12    |
| RPM massimo                    | 2500  |
| Temperatura massima            | 100°C |



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-MK

TSP-20/0.5+12/1.5



TS-100C Pro  
BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il TS-100C Pro è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)