

TSP-20/0.2+12/1.5, blocco

DESCRIZIONE

microprovette 20 × 0,2 ml + 12 × 1,5 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,2 ml	20
Quantità di provette da 1,5 ml	12
RPM massimo	2500
Temperatura massima	100°C



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-LK

TSP-20/0.2+12/1.5



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il TS-100C Pro è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)