

TSP-32/0.5, blocco

DESCRIZIONE

microprovette 32 × 0,5 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,5 ml	32
RPM massimo	2500
Temperatura massima	100°C



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-EK

TSP-32/0.5



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il **TS-100C Pro** è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)