

TSP-8/5, blocco

DESCRIZIONE

8 provette coniche da 5 ml

SPECIFICHE

RPM massimo

1200

Temperatura massima

100°C



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-IK

TSP-8/5



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il **TS-100C Pro** è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)