

TSP-8/5, blocco

DESCRIZIONE

8 provette coniche da 5 ml

SPECIFICHE

RPM massimo

1200

Temperatura massima

100°C

NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-IK

TSP-8/5

ACCESSORI



TS-100C Pro

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leggi di più](#)