

TSP-8/15, blocco

DESCRIZIONE

8 provette coniche da 15 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1100
Temperatura massima	80°C
Ø	17 mm
Profondità	80 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-FK

TSP-8/15



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il **TS-100C Pro** è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)