

TSP-8/15, blocco

DESCRIZIONE

8 provette coniche da 15 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1100
Temperatura massima	80°C
Ø	17 mm
Profondità	80 mm

NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-FK

TSP-8/15

ACCESSORI



TS-100C Pro

Termoaggitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leggi di più](#)