

TSP-4/50, blocco

DESCRIZIONE

4 provette coniche da 50 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1000
Temperatura massima	80°C
Ø	29.5 mm
Profondità	76.5 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-GK

TSP-4/50



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il TS-100C Pro è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)