

TSP-4/50, blocco

DESCRIZIONE

4 provette coniche da 50 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1000
Temperatura massima	80°C
Ø	29.5 mm
Profondità	76.5 mm

NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-GK

TSP-4/50

ACCESSORI



TS-100C Pro

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leggi di più](#)