


TSP-20/CV10, blocco

DESCRIZIONE

20 cuvette da 10 mm

SPECIFICHE

RPM massimo	1100
Temperatura massima	80°C
Ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Profondità	31 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-DK

TSP-20/CV10



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il **TS-100C Pro** è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)