

TSP-20/CV10, blocco

DESCRIZIONE

20 cuvette da 10 mm

SPECIFICHE

RPM massimo	1100
Temperatura massima	80°C
Ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Profondità	31 mm

NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-DK

TSP-20/CV10

ACCESSORI



TS-100C Pro

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leggi di più](#)