

TSP-24/CRY04, blocco

DESCRIZIONE

24 criotubi da 3,6–4,5 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1300
Temperatura massima	100°C
Ø	12.5 mm
Profondità	30 mm

NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-CK

TSP-24/CRY04

ACCESSORI



TS-100C Pro

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leggi di più](#)