

TSP-24/CRY04, blocco

DESCRIZIONE

24 criotubi da 3,6–4,5 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1300
Temperatura massima	100°C
Ø	12.5 mm
Profondità	30 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-CK

TSP-24/CRY04



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il TS-100C Pro è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)