

TSP-24/CRYO1.8, blocco

DESCRIZIONE

24 criotubi da 1–1,8 ml

SPECIFICHE

RPM massimo	1400
Temperatura massima	100°C
Ø	12.5 mm
Profondità	20 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-BK

TSP-24/CRYO1.8



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il TS-100C Pro è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)