

## VP-20C, blocco

### DESCRIZIONE

20 provette a fondo tondo ø12 mm

### SPECIFICHE

|                     |       |
|---------------------|-------|
| RPM massimo         | 1400  |
| Temperatura massima | 100°C |
| Ø                   | 12 mm |
| Profondità          | 50 mm |

### ACCESSORI

### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010176-TK

VP-20C



**TS-100C**

Without thermoblock

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Questo modello di agitatore termico differisce dal TS-100 per la possibilità ...

[Leggi di più](#)



**TS-100C Smart**

Software incluso, senza blocco termico

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C Smart** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Il nuovo modello consente di controllare il dispositivo nelle seguenti ...

[Leggi di più](#)