

Coperchio riscaldato per TS-100C Pro

DESCRIZIONE

Copertura riscaldata indipendente e rimovibile, per il controllo termico e della condensa

Compatibile con i blocchi:

1. [TSP-20/0.5+12/1.5](#)
2. [TSP-20/0.2+12/1.5](#)
3. [TSP-32/0.5](#)
4. [TSP-24/1.5](#)
5. [TSP-24/2.0](#)
6. [TSP-20/CV10](#)
7. [TSP-96/PCR](#)



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010178-NK

Coperchio riscaldato



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitatore programmabile con riscaldamento e raffreddamento

Il TS-100C Pro è un termoshaker da laboratorio programmabile che combina riscaldamento e raffreddamento precisi, miscelazione intensiva e termoblocchi intercambiabili in un unico strumento compatto.

Progettato per flussi di lavoro ...

[Leggi di più](#)