

HSC-2000, morsetto

DESCRIZIONE

Morsetto per beute 2000 ml - Ø165 mm per UP-168
Massimo - 150 rpm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010167-QK

HSC-2000, morsetto 2000ml

ACCESSORI



UP-168
BS-010135-JK
piattaforma

Piattaforma universale per morsetti.



ES-20/80

Software included, without platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore ES-20/80 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80C

Software included, without platform
Agitatore-incubatore orbitale con funzione di raffreddamento

Agitatore-incubatore orbitale con funzione di raffreddamento

L'agitatore-incubatore ES-20/80C per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)